

TRIMPEKS

new health dimensions



CATALOGUE PRODUITS





TRIMPEKS

new health dimensions

Trimpeks Santé a été créée en 1990 à Istanbul / Turquie par des partenaires conscients de l'importance et de la valeur de la santé dans la vie d'une personne.

Considérant qu'une personne devrait à la fois réussir à se contrôler et / ou se soigner elle-même, au quotidien ou aux moments requis; nous avons construit une gamme complète "Soins à domicile".

Considérant également qu'une personne doit, aux moments requis, être prise en charge par des professionnels de la santé dans des hôpitaux et des cliniques; Nous avons également mis au point une gamme de base complète "Produits hospitaliers".

Nous sommes ainsi devenus un **"guichet unique"** pour les besoins en matière de soins de santé; qui serve prestigieusement plus de 50 pays à travers le monde.

Notre critère de sélection des éléments constitutifs de notre portefeuille de produits est le suivant: **"Chaque produit de Trimpeks doit être d'une qualité qui peut être utilisée avec nos membres de la famille,,**

Puisque vous avez ce catalogue dans votre main; nous vous invitons à être un partenaire Trimpeks dans votre pays.

Cordialement,

Votre "EQUIPE TRIMPEKS"



Index



SOINS & TRAITEMENTS DE DIABÈTE.....	4 - 5
SYSTÈME DE TEST DE L'HÉMOGLOBINE HB	5
MESURE DE TEMPÉRATURE.....	6
MESURE DE LA TENSION ARTÉRIELLE.....	7 - 8
THÉRAPIE RESPIRATOIRE.....	9
OXYGÉNOTHÉRAPIE.....	9 - 10
TRAITEMENT DE L'APNÉE DU SOMMEIL (CPAP & BIPAP).....	11
ASPIRATION.....	12
SYSTÈMES MATELAS ANTI-ESCARRE À AIR	13
SOULAGEMENT DES DOULEURS (TENS + EMS).....	13
FAUTEUILS ROULANTS.....	14
SOINS AU PATIENT.....	15 - 17
GESTION DU POIDS	18
MASQUE VISAGE	18

pM-100 / fasTTest

Lecteur de glycémie

Facile à utiliser et rapide, le système de surveillance de la glycémie FasTTest garantit des processus d'analyse avec des résultats précis, en utilisant seulement une petite quantité de sang pour le diagnostic in vitro.

Le système de surveillance de la glycémie Plusmed fasTTest est conçu pour l'usage au maison et par professionnels de la santé afin de mesurer la glycémie totale obtenue du bout des doigts, de la paume de la main ou de l'avant-bras. L'écran lumineux vous permet de lire facilement le résultat du test, même dans l'obscurité.



- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Mesure en 5 secondes | 7 Grand écran LCD |
| 2 0,5 µl d'échantillon de sang | 8 Alarmes indicatives d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. |
| 3 Système de codage automatique | 9 Résultats moyens 7-14-30 jours |
| 4 4 alarmes de rappel | 10 Réglages de gamme „High“ et „Low“ |
| 5 300 mémoires | 11 Test de site alternatif |
| 6 Transfert sur PC | |

Code de Commande: M020751
No. de Produit:8698864011281

pM-100 / fasTTest

Bandelettes de glycémie

Les bandelettes de test de glycémie Plusmed fasTTest sont utilisées avec le lecteur de glycémie FasTTest de Plusmed pour mesurer quantitativement le glucose (sucre) dans le sang obtenu du bout des doigts, de la paume et de l'avant-bras.



- 1 Pour l'analyse du glucose sanguin capillaire.
- 2 Taille minimale de l'échantillon de sang (0,5 µl)

Code de Commande: M020752
No. de Produit:5060186753621

fasTTest

Lancettes de sang

Les lancettes de sang Plusmed FasTTest sont utilisées avec un dispositif de ponction pour prélever des échantillons de sang. Les lancettes de sang Plusmed FasTTest sont à usage unique et utilisables chez un seul patient.

- 1 Application indolore grâce au petit diamètre de l'aiguille.
- 2 Calibre d'aiguille: 30G
- 3 Plus fiable grâce à la méthode de stérilisation utilisée (gamma).



Code de Commande: M021962
No. de Produit:8698864013575

FASTFINE

Aiguilles pour stylo à insuline

Des aiguilles à crayons sont utilisées avec des stylos à injection pour administrer des médicaments injectables dans le corps. Les aiguilles à insuline de type crayon sont offertes dans une variété de longueurs et de largeurs adaptées à tous les types de corps. La longueur de l'aiguille à choisir (entre 8 mm et 4 mm) dépend de la taille du patient. Les enfants bénéficieront probablement de la taille plus petite. Chaque aiguille est encadrée dans un seau en plastique pouvant être fixé au stylo.



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① Stérile ② Jetable ③ Convient à tous les stylos à insuline ④ Non toxique ⑤ Non pyrogène | <ul style="list-style-type: none"> ⑥ Enduit de silicone ⑦ Disponible en 4 tailles différentes <ul style="list-style-type: none"> ● 32 G (0.23 X 4 mm) ● 32 G (0.23 X 5 mm) ● 31 G (0.25 X 6 mm) ● 31 G (0.25 X 8 mm) |
|--|---|

4MM-32G-100

Code de Commande: M026605

No. de Produit:6945630106408

5MM-32G-100

Code de Commande: M026609

No. de Produit:6945630106613

5MM-32G-100

Code de Commande: M026606

No. de Produit:6945630106385

8MM-31G-100

Code de Commande: M026607

No. de Produit:6945630106392

fastest Hblyzer

Système de Test de L'hémoglobine HB

Fasttest Hblyzer est destiné à être utilisé pour la détermination quantitative de l'hémoglobine (Hb) et de l'hématocrite calculé (Hct) dans le sang total humain capillaire et veineux. Ce système est destiné à être utilisé à l'extérieur du corps (à des fins de diagnostic in vitro), par un examen physique et par des professionnels de la santé en situation clinique telle que l'anémie.

- ① Résultats en 15 secondes.
- ② 10 ul d'échantillon de sang
- ③ Mémoire avec stockage de 300 lectures avec date et heure
- ④ Trois échelles interchangeables
- ⑤ Couverture de luxe
- ⑥ Ecran LCD grand
- ⑦ Arrêt automatique

Code de Commande:M020780

No. de Produit: 8698864014183



UltraScan

Thermomètre Infrarouge Frontal Et Oreille Sans Contact

Ce thermomètre mesure le corps (mesure du temple en balayant l'artère de droite à gauche ou de gauche à droite) et la température des objets (lait dans la bouteille d'un bébé, bain ou surface) avec la technologie infrarouge. Il mesure plus d'un en quelques secondes et montre le meilleur résultat. Cette fonction assure une mesure de température plus précise pour les consommateurs.



- 1 Site de mesure: Front/Oreille
- 2 Mise hors tension automatique
- 3 Résultat en deux secondes
- 4 Rétro-éclairage de trois couleurs
- 5 5 en 1 (Front, Oreille, Nourriture, Liquide, Air Ambiant)
- 6 Utilisation sans sonde

No. de Produit: 8698864015395

pM-101

Thermomètre digital

Le pM-101 est un thermomètre numérique de type stylo qui permet de mesurer la température à plusieurs endroits du corps, tout en maintenant une température relativement stable (orale, axillaire, rectale).

Visualisez les lectures avec une grande précision (0.1 °C ou 0.2 °F).

- 1 Précision de ± 0.1 °C
- 2 Réponse rapide
- 3 Fonction de mémoire
- 4 Fonction d'alarme sonore
- 5 Arrêt automatique



Code de Commande: M029422
No. de Produit: 8698864013049

pM-596

Tensiomètre Automatique Parlant à Bras

Le tensiomètre pM-596 vous permet de reconnaître facilement la pression artérielle systolique et diastolique avec un guidage vocal en six langues.

- 1 Large écran LCD
- 2 2X60 mémoires avec données et temps pour 2 utilisateurs.
- 3 6 langues éligibles
- 4 Indicateur de risque d'hypertension
- 5 Détecteur de rythme cardiaque irrégulier (IHB)
- 6 Moyenne des 3 dernières lectures
- 7 Indicateur de batterie faible
- 8 Arrêt automatique



Code de Commande: M021615
No. de Produit: 8698864013070

pM-K05 Jumbo

Tensiomètre Automatique à Bras

Avec le pM-K05 Jumbo, il est possible de mesurer quotidiennement, facilement et en toute sécurité, la pression artérielle du patient. Grâce à le grand écran LCD, le résultat de la mesure peut être facilement lu.

- 1 Indicateur de risque d'hypertension
- 2 Détecteur de battement de coeur irrégulier (BHI)
- 3 Moyenne des 3 dernières lectures
- 4 Souvenirs 2X10
- 5 Facile à utiliser



Code de Commande: M028732
No. de Produit: 8698864013452

pM-795

Tensiomètre Automatique Parlant à Poignet

Le tensiomètre automatique pT-795 vous aide à mesurer facilement la pression artérielle systolique et diastolique avec un guidage vocal en six langues.

- ❶ 2X60 mémoires avec date et heure pour 2 utilisateurs.
- ❷ 6 langues de votre choix
- ❸ Indicateur de risque d'hypertension
- ❹ Détecteur de rythme cardiaque irrégulier (IHB)
- ❺ Indicateur de batterie faible
- ❻ Arrêt automatique



Code de Commande: M021616
No. de Produit: 8698864013520

pM-B51 Plus

Tensiomètre Automatique à Poignet

Le dispositif utilise la méthode oscillométrique pour mesurer automatiquement la pression artérielle systolique et diastolique, ainsi que la fréquence cardiaque. (Circonférence du poignet de 135 à 195 mm)

- ❶ Détecteur de rythme cardiaque irrégulier (IHB)
- ❷ Indicateur de la catégorie de risque de l'OMS
- ❸ 120 mémoires avec date et heure pour 2 utilisateurs
- ❹ Moyenne des 3 dernières mesures.



Code de Commande: M028735
No. de Produit: 8698864013490

pM-NT01

Tensiomètre Semi-Automatique à Bras

Le dispositif offre des mesures de sécurité pour tous les adultes et les femmes enceintes souffrant de prééclampsie. En outre, il est équipé d'un avertissement „sur l'inflation“. Cet avertissement permet la pression idéale du brassard pour une mesure précise.

- ❶ Mesure de la pression artérielle et du pouls
- ❷ Déflation automatique
- ❸ Dernière mémoire de mesure
- ❹ Méthode de mesure oscillométrique
- ❺ Haute précision



Code de Commande: M020144
No. de Produit: 869886401397

pM-A01S

Tensiomètre Anéroïde Avec Stéthoscope

Avec le pM-A01S, la mesure de la pression artérielle est effectuée avec le méthode auditive à poignée et stéthoscope. Il fournit une mesure plus fiable.

- ❶ Manomètre de 300 mmHg.
- ❷ Manchette en nylon avec anneau en D
- ❸ Jauge en métal à haute résistance
- ❹ Stéthoscope externe léger à tête unique
- ❺ Soupape de décharge d'air en laiton chromé



Code de Commande: M029330
No. de Produit: 8698864013230

pM-N04

Nébuliseur à piston

L'équipe pM-N04 a un design artisanal très attrayant avec une qualité de haut niveau. C'est idéal pour tous les âges. Il dispose de deux compartiments pour stocker les kits de nébuliseur et le câble d'alimentation. Grâce à son puissant moteur et à son anneau de piston de haute qualité, il assure un fonctionnement correct et durable.



- ① Taux de nébulisation moyen > 0,25 ml / min
- ② Mode de fonctionnement: continue > 24 heures.
- ③ Flux d'opération en litres: 5-8 LPM

Code de Commande: M029551
No. de Produit: 8698864012714

pM-KN03T

Concentrateur d'oxygène Portable

Le concentrateur d'oxygène portable pM-KN03T utilise le principe de la technologie d'adsorption par inversion de pression.

L'appareil sépare l'oxygène de haute intensité ($90\% \pm 3\%$) de l'air (à la température ambiante), quand l'appareil est branché. Le concentrateur peut être utilisé facilement et rapidement. Le flux de la machine peut être ajusté au niveau souhaité et travailler pendant 24 heures sans s'arrêter. La méthode de soutien en oxygène est supérieure aux autres systèmes à oxygène liquéfié et à haute pression.



- ① Densité d'oxygène: $93\% \pm 3\%$
- ② Capteur de respiration
- ③ Alarmes: 1. Batterie faible / 2. Pas de respiration / 3. Taux de respiration élevé / 4. Défaillance technique / 5. Panne de courant / 6. Faible concentration en oxygène / 7. Température élevée / 8. Entretien. Indicateur de charge de la batterie
- ④ Faible niveau sonore
- ⑤ Poids: 3 kg

Code de Commande: M027123
No. de Produit: 8698864012967

pM-KN01

Concentrateur d'oxygène Stationnaire

Le concentrateur d'oxygène pM-KN01 adopte le principe de l'adsorption par oscillation de pression, qui peut séparer l'oxygène, l'azote et d'autres gaz de l'air.

Dès que l'électricité est allumée, l'oxygène de qualité médicale peut être séparé de l'air constamment. La durée de vie planifiée de l'ensemble du groupe atteint 20 000 heures. Il n'y a aucune influence sur le pourcentage d'oxygène intérieur pendant le fonctionnement du générateur. La durée de vie du générateur peut atteindre 20 000 heures. Dans les environnements intérieurs, il n'y a aucune influence sur le pourcentage d'oxygène pendant le fonctionnement du générateur.

- 1 Concentration en oxygène: 93% ± 3%
- 2 Flux d'oxygène: 0-5 l / min
- 3 Pression de sortie: 0.04-0.07 Mpa
- 4 Écran LCD
- 5 Alarme

Code de Commande: M023023

No. de Produit: 8698864012950



pM-CP01 / CP01 PLUS

Ventilateur PPC Pression Positive Continue

La série CPM pM-CP01 est équipée des systèmes d'alarme nécessaires pour assurer un traitement continu. Avec un poids de 400 gr, il est également adapté pour voyager.



- 1 Plage de pression: 3 - 20 cmH2O
- 2 Alarme de signalisation pour le retrait du masque.
- 3 Installation facile
- 4 Augmenter l'intensité du temps 0-60 min.
- 5 Léger
- 6 Opération silencieuse
- 7 Réglage de la température sur 6 niveaux
- 8 Écran LCD éclairé

pM-CP01

Code de Commande: M022500

No. de Produit: 8698864011359

pM-CP01 Plus

Code de Commande: M022501

No. de Produit: 8698864011366

pM-AP01M PLUS

Ventilateur PPG Autopiloté avec Humidificateur et Masque

Le système est conçu pour offrir à l'utilisateur un sommeil confortable. Le système CPM automatique pM-AP01 offre toutes sortes de détails pour la surveillance des paramètres de traitement et, grâce à sa technologie de pointe, propose des alarmes et des systèmes d'alerte offrant à l'utilisateur simplicité, sécurité et confort.

- 1 Plage de pression: 4 - 20 cmH2O
- 2 Modes: CPAP, APAP
- 3 Carte SD 4G
- 4 Alarmes:
 1. Suppression du masque
 2. Coupure de courant
- 5 Avertissements:
 1. Erreur de l'appareil
 2. Erreur de carte
 3. Remplacez le filtre requis
- 6 A-Flex, C-Flex
- 7 Temps de rampe de 0 à 45 min.
- 8 Opération silencieuse
- 9 Automatique on / off
- 10 Humidificateur intégré dans l'appareil.
- 11 Bouton de réglage de l'humidificateur tactile LED
- 12 Écran LCD large et éclairé



Code de Commande: M027132
No. de Produit: 8698864012080

pM-BP25M S PRO pM-BP25M ST PRO pM-BP35 PLUS

BIPAP Ventilateur À Deux Niveaux De Pression Avec Humidificateur Et Masque

- 1 Plage de pression:
 - IPAP: 4-35 cmH2O EPAP: 4-20 cmH2O
- 2 Modes: CPAP, S, S / T, T
- 3 Carte SD 4G
- 4 Alarmes: Apnée, Taux de respiration haut / bas, Retrait du masque, Faible ventilation, Coupure de courant
- 5 Avertissements: Erreur de l'appareil, erreur de carte
- 6 C-Flex
- 7 Déchaîner
- 8 Temps de rampe de 0 à 45 min.
- 9 Compensation automatique des fuites
- 10 Opération silencieuse
- 11 Écran de données graphique



Code de Commande: M027331
No. de Produit: 8698864012936

pM-7E A

Aspirateur De Mucosité Electrique

Le dispositif portable d'absorption des mucosités est conçu pour un usage professionnel et pour une utilisation à domicile par les patients qui ont des difficultés à retirer les mucosités pour cause de maladie, de chirurgie ou pour aspirer des liquides tels que du pus ou du sang lors de pratiques cliniques. Cet appareil est essentiel dans les salles d'urgence, les salles d'opération, les soins infirmiers et les soins à domicile.



- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1 Haute pression négative | 4 Support liquide en retrait |
| 2 Haute flux | 5 Fonctionnement à faible bruit |
| 3 Pompe sans huile | 6 Design compact et portable |

Code de Commande: M024901
No. de Produit: 8698864001015

pM-FM

Masque Facial pour PPC (CPAP)

Le masque facial pM-FM est confortable, flexible et silencieux, car il est conçu pour minimiser le contact avec la peau, ce qui procure une sensation de confort à l'utilisateur pendant le traitement.



- | | |
|--|--------------------|
| 1 Valve anti-suffocation | 5 Sans latex |
| 2 Support en silicone réglable sur le front. | 6 Clips réglables |
| 3 Ventilation bilatérale | 7 Coude à revolver |
| 4 Port d'entrée d'oxygène | |

MEDIUM
Code de Commande: M027181
No. de Produit: 8698864011687

LARGE
Code de Commande: M027183
No. de Produit: 8698864011687

pM-NM

Masque Nasal pour PPC (CPAP)

Le masque nasal pM-NM est conçu pour une utilisation confortable, silencieuse et flexible. Grâce au contact minimisé avec la peau, l'utilisateur ressent une sensation de confort pendant le traitement.

- | | |
|--|---------------------|
| 1 Support en silicone réglable sur le front. | 5 Clips incassables |
| 2 Ventilation | 6 Coude à Revolver+ |
| 3 Port d'entrée d'oxygène | |
| 4 Ne contient pas de latex | |



MEDIUM
Code de Commande: M027180
No. de Produit: 8698864011670

LARGE
Code de Commande: M027182
No. de Produit: 8698864011670

pM-AD01

Système Matelas à Cellules d'air Anti-Escarres

Ce produit est conçu pour aider et réduire l'incidence des escarres, tout en optimisant le confort du patient. Pour RCP en urgence, retirez rapidement la bandelette couleur orange de RCP afin de réduire l'air rapidement.

- 1 Fonction de ventilation
- 2 Les tubes dans les lignes A-B offrent un gonflage alternatif
- 3 RCP - Valve de décharge rapide
- 4 Fait de PVC de qualité supérieure et durable
- 5 Facile à utiliser
- 6 Réglable
- 7 Niveau sonore faible, basses vibrations, basse température.
- 8 Fixation facile sur le cadre du lit avec des crochets.



Code de Commande: M024901
No. de Produit: 8698864001015

Code de Commande: M022141
No. de Produit: 8698864007123

pM-2012 PLUS

Système Matelas à Bulles d'air Anti-Escarres

Ce produit est conçu pour aider et réduire l'incidence des escarres, tout en optimisant le confort du patient. Il fournit également des soins individuels à domicile et des soins de longue durée aux personnes souffrant d'ulcères de pression. Traitement de la douleur tel que prescrit par un médecin.

- 1 Facile à utiliser
- 2 Réglable
- 3 Faible bruit
- 4 Faible vibration
- 5 Basse température
- 6 Fixation facile sur le cadre du lit avec des crochets.



Code de Commande: M022180
No. de Produit: 8698864013322

pM-TE01

Stimulateur électrique "2 en 1" TENS + EMS

Plusmed TENS + EMS „Dual Therapy System“ est un stimulateur électrique digital à deux canaux TENS / NMES pour l'application de traitement actif. Le stimulateur nerveux transcutané (TENS) peut être utilisé pour le soulagement symptomatique de la douleur chronique intraitable. La stimulation électrique neuromusculaire (NMES) peut être utilisée pour soulager les spasmes musculaires, prévenir ou retarder l'atrophie due au désuétude, augmenter la circulation sanguine locale, réduire les muscles ou maintenir / augmenter l'amplitude des mouvements.

- 1 Numérique
- 2 2 canaux
- 3 8 programmes différents
- 4 Indicateur de batterie faible
- 5 Minuterie 12 étapes
- 6 Intensité et durée de traitement ajustables.



Code de Commande: M026501
No. de Produit: 8698864007703

pM-WCH

Fauteuil Roulant

Ce fauteuil roulant est conçu pour les personnes handicapées dont les mouvements sont limités, car il facilite leur vie grâce à son utilisation pratique.

- 1 Châssis pliable
- 2 Assise et dossier en cuir.
- 3 Structure en acier

Code de Commande:M022160

No. de Produit:8698864010291



pM-WCHP EM

Fauteuil Roulant - Electrique

Le fauteuil roulant pM-WCHP est conçu pour améliorer le confort des utilisateurs tout en facilitant leur utilisation.

- 1 Panneau de commande
- 2 Accoudoirs réglables en hauteur
- 3 Soulever le repose-pieds
- 4 Châssis pliable

Code de Commande:M022166

No. de Produit:8698864013513



pM-CH320

Compresse Gel Chaud/Froid Réutilisable

L'utilisation de la chaleur et du froid est un traitement standard pour une variété de blessures corporelles. Le type de chaque blessure ou condition indique si le chaud ou le froid sont appropriés. L'utilisation de compresses chaudes et froides est l'une des méthodes les plus simples de thérapie dans la zone affectée. Les compresses froides réduisent les contusions associées aux entorses, ainsi que les enflures et aident à soulager la douleur associée à ces affections en engourdisant la région. La compresse chaude détend les muscles, améliore la circulation sanguine et procure un effet calmant sur le corps, contribuant encore plus au processus de guérison.



- 1 Application confortable et facile.
- 2 Il procure un soulagement efficace des douleurs musculaires.
- 3 Cela aide à réduire le gonflement.
- 4 Excellent pour traiter un large éventail de lésions tissulaires
- 5 L'emballage réutilisable est parfait pour un traitement continu à la maison.

Code de Commande: M024857
No. de Produit: 8698864007758

pM-CS01

Spray Chlorure d'Éthyl Réfrigérant, Anesthésique

Le chlorure d'éthyle pM-CS01 est conçu pour appliquer anesthésie locale à la peau en fournissant un refroidissement excessif. Il peut être utilisé pour les lésions des tissus mous, les œdèmes et les maladies similaires résultant d'activités sportives.



- 1 Anesthésie avant l'injection.
- 2 Soulagement des blessures sportives.
- 3 Élimine l'œdème

Code de Commande: M020601
No. de Produit: 8698864011267

Slip/Culotte Absorbant Jetable Pour Incontinence



- 1 Fermeture à la taille à 360 degrés
- 2 Barrières anti-fuites
- 3 Surface intérieure super absorbante
- 4 Triple surface textile
- 5 Tailles: Large, Medium

Couches Adulte Pour Incontinence



- 1 Surface textile respirante.
- 2 La surface intérieure absorbe et emprisonne rapidement le liquide.
- 3 Barrières anti-fuites
- 4 Taille élastique
- 5 Tailles: Large, Medium, Small

ALÈSE JETABLE

- 1 Texture douce agréable à la peau
- 2 Bords anti-fuite
- 3 Dos durable
- 4 Surface extérieure durable
- 5 Taille 60x90 cm



Lingettes Nettoyantes Corporelle & Perineal



- 1 Sans alcool
- 2 Sans latex
- 3 Sans lanoline
- 4 Antifongique
- 5 Antiallergique
- 6 Antibactérien

Drap d'Examen



- Ce produit facilite l'examen médical et le nettoyage corporel du patient au lit.

SYSTÈMES POUR COLOSTOMIE, ILÉOSTOMIE ET UROSTOMIE



- 1 Dos de sac de colostomie - trempé
- 2 Dos de sac de colostomie - fermé
- 3 Poche d'iléostomie du dos
- 4 Sac à urostomie avec pièces avec robinet.
- 5 Sac de colostomie en une pièce - vidable
- 6 Sac de colostomie en une pièce - fermé
- 7 Sac d'Urostomia d'une seule pièce avec le robinet.
- 8 Plaque d'urostomie de base (une pièce) - Standard
- 9 Plat de base pour urosotomie - Barrera
- 10 Plaque de base pour urostomie - standard
- 11 Carte mère standard



pM-BS01

Pèse À Bébé Électronique

La pèse à bébé mesure à la fois le poids et la longueur du bébé, ce qui facilite le suivi du développement physique de votre bébé. Il peut être utilisé à la maison et à l'hôpital.



Code de Commande: M024323
No. de Produit: 8698864011663

- | | |
|--|--|
| 1 Capacité maximale: 20kg / 44lb | 6 Rétro-éclairage bleu |
| 2 Graduation: 5g / 0.01lb | 7 Mesurer la température ambiante: 5-50 ° C / 41-122 ° F |
| 3 Capacité minimum: 100g / 0.22lb | 8 10 mémoires |
| 4 Unités de mesure: kg / lb et ° C / ° F | 9 Mètre à ruban intégré - 150cm. |
| 5 Tara | 10 Indication de batterie faible |

pM-8709

Pèse-Person Mécanique

Le pèse-personne mécanique vous permet de contrôler votre poids corporel avec précision. En plus de son utilisation à domicile, ce modèle résistant a été apprécié par les médecins pour son utilisation dans leurs cliniques.



- 1 Capacité de 200 kg
- 2 Grand cadran
- 3 Plate-forme grande

Code de Commande: M024322
No. de Produit: 8698864011625

pM-SW201

Masque Visage - Non Tissé / Sterile

- 1 Sans Latex & Fibre de Verre
- 2 Élastiques auriculaires
- 3 Barette Nasale
- 4 Ajuste parfaitement le masque sur le visage
- 5 Emballage de 50 pièces



Code de Commande: M024322
No. de Produit: 8698864011625



Index

vivocare
health enjoyment

TEMPÉRATURE.....	20
TENSIOMETRE.....	21
NÉBULISEUR.....	22
STYLE DE VIE.....	23 - 24
SOIN DE BEBE.....	24

TRULY

Thermomètre Infrarouge Sans Contact

Mesure la température de l'environnement et du corps sans contact. Avec des symboles d'avertissement en couleurs.



- 1 Mesure en 0,5 secondes
- 2 Écran LCD avec rétro-éclairage
- 3 Alarme de fièvre
- 4 32 mémoires
- 5 ° C ou ° F commutable
- 6 Arrêt automatique
- 7 Température de couleur Warner

Code de Commande:M029631
No. de Produit:8698864013742

THERMY

Thermomètre Digital - Type Stylo

Le thermomètre numérique Thermym permet une lecture rapide et précise de la plage de température corporelle. Il convient à une utilisation orale, rectale ou axillaire.



- 1 Précision de $\pm 0,1$ ° C
- 2 Réponse rapide
- 3 Fonction de mémoire
- 4 Fonction de bip
- 5 Arrêt automatique

Code de Commande:M029620
No. de Produit:8698864011410

SHINY

Thermomètre Digital - Type Stylo

Brillant est un thermomètre anti-allergique. Il n'inclut pas le mercure et ne contient aucun composant métallique. Il peut mesurer la température dans différentes parties du corps (orale, axillaire ou rectale). Il vient en 4 couleurs différentes (bleu, rose, vert ou jaune).

- 1 100% résistant à l'eau
- 2 Alarme de fièvre
- 3 Dernière mémoire de mesure
- 4 Mesure de début / fin d'alarme.
- 5 Arrêt automatique
- 6 4 couleurs



%100
Résistant
à l'eau

Code de Commande:M029622
No. de Produit:8698864013438

GUARDY

Tensiometre Automatique à Bras

GUARDY peut être utilisé par 4 utilisateurs et surveiller le risque d'hypertension selon l'OMS.

- 1 Détecteur de rythme cardiaque irrégulier (IHB)
- 2 Indicateur de catégorie de risque de l'OMS
- 3 120 mémoires avec date et heure pour 4 utilisateurs.
- 4 Moyenne des 3 dernières mesures.
- 5 Arrêt automatique



Code de Commande: M028721
No. de Produit: 8698864007697

HANDY Ultra

Tensiometre Automatique à Poignet

Handy Ultra est un appareil de type montre-bracelet qui peut être facilement transporté à la main et est donc idéal pour une utilisation mobile.

Même dans l'obscurité, le séduisant écran LCD à rétroéclairage large facilite la lecture précise du résultat mesuré.

- 1 Détecteur de poing
- 2 Indicateur de risque d'hypertension
- 3 Détecteur de rythme cardiaque irrégulier (IHB)
- 4 Moyenne des 3 dernières lectures
- 5 2x120 mémoires
- 6 Écran LCD rétro-éclairé



Code de Commande: M028731
No. de Produit: 8698864011748

STEAMY

Nébuliseur à Compresseur

Steamy est un nébuliseur simple et efficace qui contient un compresseur puissant. Il est conçu pour administrer la solution médicamenteuse sur ordonnance pour traiter les troubles respiratoires du patient, tels que l'asthme, les allergies et la bronchite. Le nébuliseur convertit la solution médicamenteuse en un brouillard d'aérosol que le patient inspire à travers l'embout buccal ou les masques.

- 1 6cc. coupe nébuliseur
- 2 Marques pour adultes et les enfants
- 3 Kit de nébulisation

Code de Commande: M029724

No. de Produit: 8698864013339



LUCKY

Nébuliseur à Compresseur

LUCKY a un design beau et convivial pour les enfants. Le fonctionnement du nébuliseur est très facile avec un seul bouton. Convient pour les patients adultes et pédiatriques.

- 1 Opération facile avec un seul bouton
- 2 Approvisionnement efficace des médicaments
- 3 Conception adorable et amicale
- 4 La premier choix, idéal pour les enfants

Code de Commande: M029721

No. de Produit: 8698864007734



COSY ULTRA

Système Matelas à Bulles d'air Anti-Escarres

La pompe et le matelas Cozy Ultra sont conçus pour réduire l'incidence des ulcères de pression et optimiser le confort du patient. Il fournit également les éléments suivants:

- Mise en place de soins individuels à domicile et de soins de longue durée
- Traitement de la douleur tel que prescrit par un médecin.



- 1 Pompage ondulé
- 2 Faible niveau sonore, faibles vibrations
- 3 Pression réglable
- 4 Max. Capacité utilisateur: 130kg

Code de Commande:M022171
No. de Produit:8698864013384

SOOTHY

Compresse Gel Chaud / Froid Réutilisable

Soothy est utilisé pour traiter la douleur en appliquant à la fois du froid et du chaud. Le revêtement spécial fournit un traitement confortable en évitant le contact direct avec la zone blessée lors d'applications froides et chaudes.



Code de Commande:M026003
No. de Produit:8698864011427

- 1 Peut être refroidi ou chauffé au micro-ondes
- 2 Procure un soulagement efficace des douleurs musculaires et aide à réduire l'enflure
- 3 Excellent pour traiter un large éventail de lésions tissulaires
- 4 Réutilisable

CLEANY

Peigne à Poux Électronique

Le peigne électronique contre les poux tue efficacement les poux adultes sans utiliser de shampoings chimiques. La LED d'alerte de détection des poux rouge s'allumera quand un poux aura été détecté, tué et piégé dans le métal. Il permet de mieux voir le cuir chevelu avec le réflecteur LED.



- 1 Peigne en métal
- 2 Projecteur à LED
- 3 LED de mise sous tension des poux
- 4 LED d'alerte de détection de poux
- 5 Bouton de position du tiroir d'alimentation

Code de Commande: M026030
No. de Produit: 8698864013582

SMILKY

Tire Lait Électrique

Ce tire-lait électrique est contrôlé par micro-computer chip.

Il a une aspiration en 2 phases qui imitent les actions de succion du nourrisson. Plus de lait pour le bébé, plus confortable pour la maman. La vitesse de stimulation est fixée et stimulante aspiration divisée en 9 niveaux réglables. Le exprimant la vitesse et la succion sont divisés en 9 niveaux réglables. Il peut imiter la succion de bébé rythme ainsi que la quantité de succion. Il peut sauver ou exécuter le record de vitesse de succion et d'aspiration mise en avance.



- 1 9 vitesses réglables
- 2 Coussin de silicone
- 3 Sans BPA
- 4 Écran à LCD
- 5 Fonction mémoire: enregistrer la configuration du dernier travail en attente
- 6 Portable: Adaptateur et batterie avec cordon et crochet
- 7 Conception silencieuse

Code de Commande: M027501
No. de Produit: 8698864007666



Index



ASPIRATEURS.....	26
SYSTÈME TOURNIQUET.....	26
MONITEURS DE SURVEILLANCE.....	27
APPAREILS ECG.....	28
SYSTÈME HOLTER.....	29
OXYMETRE DE POULS.....	29
BISTOURIES ELECTRIQUES.....	30 - 31
MONITEURS FOETAL.....	32
ENSEMBLES DE LARYNGOSCOPE.....	33
ENSEMBLES DE DIAGNOSTIC.....	33 - 34

SP-00

ASPIRATEUR PORTATIF
PORTABLE / 1 LITRE

- ❶ Convient pour le service d'urgence et l'utilisation clinique.
- ❷ Moteur sans entretien
- ❸ Pichet en plastique de 1 litre.
- ❹ Alimentation: AC 220V
- ❺ Utilisation continue



Code de Commande: M066930
No. de Produit: 8698864011335

SP-01

ASPIRATEUR PORTATIF AVEC BATTERIE
RECHARGEABLE / PORTABLE / 1 LITRE

- ❶ Convient aux services d'urgence, aux ambulances, aux premiers secours et aux hôpitaux.
- ❷ Moteur sans entretien
- ❸ Pichet en plastique de 1 litre
- ❹ Alimentation: 220V AC ou 12V DC
- ❺ Batterie interne
- ❻ Sac de transport



Code de Commande: M066932
No. de Produit: 8698864013568

DTS-3000

SYSTÈME TOURNIQUET DIGITAL
PNEUMATIQUE – LOP SENSOR – RIVA

- ❶ Pression et opération différent dans 2 canaux
- ❷ Utilisation aisé grâce aux touches tactiles
- ❸ Ecran LCD Graphique
- ❹ Test automatique de pressure et du système
- ❺ Capteur de pression a calibration automatique
- ❻ Système l'alarme de sécurité (Manchette, pression, batterie, alarmes de temps)
- ❼ Batterie intégré
- ❽ Mode de veille
- ❾ 2 canaux (2 ports pour l'utilisation de 2 manchettes doubles)
- ❿ Fonction de RIVA
- ⓫ Fonction de senseur LOP
- ⓬ Option de 14 différents manchettes (Simple, RIVA, Conique)



Code de Commande: M067803
No. de Produit: 8698864012745

C60

MONITEUR DE SURVEILLANCE NEONATAL SPÉCIALISÉ

promedic
by **COMEN**

- 1 8.4" écran tactile TFT
- 2 Conception spéciale pour les nouveau-nés.
- 3 Jusqu'à 4 heures de fonctionnement sur batterie.
- 4 Alarmes sonores et visuelles.
- 5 Au moins 120 heures d'enregistrement des tendances.
- 6 Alarme d'apnée
- 7 Technologie Masimo SPO2
- 8 Surveillance facultative d'auto-apprentissage de l'apnée.
- 9 Fonction de surveillance de la concentration d'oxygène facultative
- 10 Paramètres standard: ECG, SPO2, RESP, TEMP, PNI
- 11 Paramètres optionnels: EtCO2, IBP, imprimante thermique



Code de Commande: M066872

No. de Produit: 8698864013698

NC3MONITEUR DE SURVEILLANCE DES SIGNES VITAUX
FORMAT COMPACT DE BUREAU

promedic
by **COMEN**

- 1 Affichage LED
- 2 Convient aux adultes, aux enfants et aux patients néonataux.
- 3 Mesures SPO2 et NIBP rapides et précises
- 4 Module TEMP optionnel
- 5 Jusqu'à 12 heures de fonctionnement sur batterie.



Code de Commande: M066870

No. de Produit: 8698864013674

PRMECG-3

APPAREIL ECG DE BUREAU – 3 CANAUX

- 1 Design léger et compact.
- 2 12 dérivations de visualisation ECG simultanément
- 3 Modes d'impression: automatique, manuel et rythmique.
- 4 Ecran LCD couleur 7 „TFT 800x480
- 5 Clavier alphanumérique
- 6 Batterie interne
- 7 Détection de stimulateur cardiaque
- 8 Fonction d'interprétation
- 9 10 000 groupes d'enregistrement de patients.
- 10 Diagramme de placement de plomb
- 11 En option: logiciel pour PC



Code de Commande: M066902
No. de Produit: 8698864007512

PRMECG-6

APPAREIL ECG DE BUREAU – 6 CANAUX

- 1 Design léger et compact.
- 2 12 dérivations de visualisation ECG simultanément
- 3 Modes d'impression: automatique, manuel et rythmique.
- 4 TFT LCD écran couleur réglable angle 7° et 800x480
- 5 Clavier alphanumérique
- 6 Batterie interne
- 7 Détection de stimulateur cardiaque
- 8 Fonction d'interprétation
- 9 Patient de 10 000 pièces enregistrées sur une carte SD.
- 10 Diagramme de placement de plomb
- 11 Filtrage avancé
- 12 En option: logiciel pour PC



Code de Commande: M066903
No. de Produit: 8698864007529

PRMECG-12A

APPAREIL ECG DE BUREAU – 12 CANAUX

- 1 Design léger et compact.
- 2 12 dérivations de visualisation ECG simultanément
- 3 Modes d'impression: automatique, manuel et rythmique.
- 4 Écran LCD couleur TFT LCD 10" 800x480
- 5 Clavier alphanumérique
- 6 Batterie interne
- 7 Détection de stimulateur cardiaque
- 8 Fonction d'interprétation
- 9 10 000 groupes d'enregistrement de patients.
- 10 Diagramme de placement de plomb
- 11 En option: logiciel pour PC



Code de Commande: M066904
No. de Produit: 8698864007536

FAST & SIMPLE Ceinture ECG

- 1 Destiné à un ECG de repos à 12 dérivations
- 2 Compatible avec toutes les marques d'ECG à 12 dérivations
- 3 Connectez le câble patient avec des boutons-pression ou des crocodiles
- 4 Comprend 6 électrodes thoraciques Ag / AgCl
- 5 avec poignées ou sangle
- 6 Pas de maintenance

Les électrodes et les pièces en plastique peuvent être remplacées sur place



Order Code: M061475
Product No: 8698864014183

HECG

SYSTÈME HOLTER ECG (RYTHME)
SELECTION DE PLUSIEURS LANGUES

- 1 Analyse de stimulateur cardiaque
- 2 Marquage d'événement patient
- 3 Utiliser avec des piles AAA 1,5 V
- 4 Analyse avancée par logiciel PC
- 5 Facultatif: connexions HL7 et DICOM.



HECG-3

Code de Commande:M067406

No. de Produit:8698864013247

HECG-12

Code de Commande:M067401

No. de Produit:8698864013261

HOLTER CARDIAQUE

Code de Commande:M067406

PRM-20C

OXYMÈTRE DE POULS
POINTE DU DOIGT / MODÈLE POIDS LÉGER

- 1 Mesurer le niveau de saturation en oxygène dans le sang et la fréquence du pouls.
- 2 Indice de perfusion (PI)
- 3 Indicateur de batterie faible
- 4 Arrêt automatique
- 5 Écran OLED
- 6 Un bouton d'opération
- 7 Écran de forme d'onde PR
- 8 Modes à quatre voies



Code de Commande:M066603

No. de Produit:8698864013995

HOSPICARE

OXYMÈTRE DE POULS PORTATIF

- 1 Mesure le niveau de saturation en oxygène dans le sang et la fréquence du pouls
- 2 Écran LCD 2,4"
- 3 Convient pour les enfants, les nouveau-nés et les adultes
- 4 Alarmes sonores et visuelles
- 5 Alarme de pile faible
- 6 Stockage des données du patient
- 7 Mode démo
- 8 Fonctionnement jusqu'à 30 heures avec des batteries AA



No. de Produit:8698864014176

LX

BISTOURIE ÉLECTRIQUE - 200 WATT

- 1 Technologie de retour tissulaire 6SENSE
- 2 Contrôle automatique et technologie de code d'erreur
- 3 Large gamme d'applications chirurgicales
- 4 2 modes bipolaires, 6 modes monopolaires
- 5 1 sortie monopolaire, 1 sortie bipolaire
- 6 Programme utilisateur ajustable
- 7 Surveillance de l'électrode de retour du patient
- 8 Capacité de mise à niveau: coagulation du faisceau / aspirateur à ultrasons / évacuateur de fumée
- 9 Alarmes sonores et visuelles

Code de Commande: M066851

No. de Produit: 8698864013643



EASY +

BISTOURIE ÉLECTRIQUE - 300 WATT

- 1 Technologie de retour tissulaire 6SENSE
- 2 Contrôle automatique et technologie de code d'erreur.
- 3 Large gamme d'applications chirurgicales
- 4 2 modes bipolaires, 7 modes monopolaires
- 5 Mode endoscopique (endocut)
- 6 1 sortie monopolaire, 1 sortie bipolaire
- 7 10 programmes ajustables par l'utilisateur
- 8 Surveillance de l'électrode de retour du patient
- 9 Capacité de mise à niveau: coagulation du faisceau / aspirateur à ultrasons / évacuateur de fumée
- 10 Alarmes sonores et visuelles

Code de Commande: M066852

No. de Produit: 8698864013650



MX**BISTOURIE ÉLECTRIQUE - 300 WATT**

- 1 Technologie de retour tissulaire 6SENSE
- 2 Contrôle automatique et technologie de code d'erreur
- 3 Large gamme d'applications chirurgicales
- 4 4 modes bipolaires, 7 modes monopolaires
- 5 Mode endoscopique (endocut)
- 6 2 monopolaires, 1 sortie bipolaire
- 7 Coagulation simultanée
- 8 30 programmes ajustables par l'utilisateur
- 9 Surveillance de l'électrode de retour du patient
- 10 Capacité de mise à niveau: coagulation du faisceau / aspirateur à ultrasons / évacuateur de fumée
- 11 Alarmes sonores et visuelles

Code de Commande: M066850

No. de Produit: 8698864013636

**SIGMA +****BISTOURIE ÉLECTRIQUE - 400 WATT**

- 1 Écran LCD couleur 4,7 ..
- 2 Technologie de retour tissulaire 6SENSE
- 3 Contrôle automatique et technologie de code d'erreur
- 4 Large gamme d'applications chirurgicales
- 5 4 modes bipolaires, 8 modes monopolaires
- 6 Mode endoscopique (endocut)
- 7 2 monopolaires, 1 sortie bipolaire
- 8 Coagulation simultanée
- 9 30 programmes ajustables par l'utilisateur
- 10 Surveillance de l'électrode de retour du patient
- 11 Capacité de mise à niveau: coagulation du faisceau / aspirateur à ultrasons / évacuateur de fumée
- 12 Alarmes sonores et visuelles

Code de Commande: M066853

No. de Produit: 8698864013667



STAR5000

MONITEUR FCETAL ET MATERNEL

promedic
by COMEN

- 1 Écran tactile LCD TFT couleur de 12.1"
- 2 Système ARM avancé, pratique pour la maintenance et la mise à niveau
- 3 Interfaces de paramètres de police standard et de grande taille
- 4 Sondes imperméables haute sensibilité
- 5 Imprimante thermique intégrée de 112 mm de large.
- 6 Examen complet des données jusqu'à 120 heures.
- 7 Système de notation automatique de l'état foetal.
- 8 Montable sur le mur
- 9 Options de système de surveillance central filaire / sans fil jusqu'à 128 lits.
- 10 Option de connectivité à une imprimante externe.
- 11 Système d'alarme à 3 niveaux
- 12 Configurations standard: FHR, TOCO, FM, AFM, imprimante thermique
- 13 Configurations optionnelles: FHR2, stimulateur foetal, imprimante externe



Code de Commande: M066201

No. de Produit: 8698864013629

STAR5000 E

MONITEUR FCETAL ET MATERNEL

promedic
by COMEN

- 1 Écran tactile TFT de 5,7 pouces
- 2 Imprimante thermique intégrée de 112 mm de large.
- 3 Batterie lithium-ion intégrée, jusqu'à 4 heures de fonctionnement
- 4 Mesure FM manuelle / automatique
- 5 Système de notation automatique de l'état foetal.
- 6 Indicateur de force du signal FHR
- 7 60 heures de réponse et de stockage sous forme d'onde en temps réel
- 8 Fonction de surveillance du temps pour éviter la surveillance du temps
- 9 Connectivité facultative au système de surveillance central.



Code de Commande: M066200

No. de Produit: 8698864013612

CLARMAC/CLARMIL

ENSEMBLE DE LARYNGOSCOPE À ÉCLAIRAGE CONVENTIONNEL
MACINTOSH / MILLER

- 1 En caisse plastique
- 2 Autoclavable à 134 ° C
- 3 Types de lames courbes et droites.
- 4 Résistant à la solution désinfectante.
- 5 L'ensemble est composé de:
 - o U 3 morceaux de lame (tailles: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
 - o U 1 ampoule de rechange
 - o En option par lots de 3, 4, 5 lames.



CLARMAC

No. de Produit:8698864008595

CLARMIL

No. de Produit:8698864008625

FLARMAC/FLARMIL

ENSEMBLE DE LARYNGOSCOPE À ÉCLAIRAGE FIBRE OPTIQUE
MACINTOSH/MILLER

- 1 En caisse plastique
- 2 Autoclavable à 134 ° C
- 3 Types de lames courbes et droites.
- 4 Résistant à la solution désinfectante.
- 5 L'ensemble comprend:
 - o U 3 morceaux de lame (tailles: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
 - o U 1 ampoule de rechange
 - o En option par lots de 3, 4, 5 lames.



FLARMAC

No. de Produit:8698864008649

FLARMIL

No. de Produit:8698864008663

DIASET

ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC
STANDARD/HALOGEN

- 1 En cas de fermeture éclair
- 2 Autoclavable à 134 ° C
- 3 Intensité lumineuse réglable
- 4 L'ensemble comprend:
 - o 1 morceau d'otoscope
 - o 1 ophtalmoscope
 - o 2 morceaux de miroir laryngé (tailles 3 et 4)
 - o 1 morceau d'abaisse-langue métallique
 - o 1 pièce d'adaptateur pour dépresseur lingual jetable
 - o 3 pièces de spéculum auriculaire (tailles 2,5 / 3,5 / 4,5 mm)
 - o 1 pièce de support léger (pour les miroirs laryngés)
 - o 2 morceaux d'ampoule auxiliaire.
 - o 1 morceau de spéculum nasal (réutilisable)
 - o 1 poignée avec système de verrouillage à vis
 - o 1 piece of handle with screw lock system



Code de Commande:M040410

No. de Produit:8698864008687

OTOSET

ENSEMBLE D'OTOSCOPE
STANDARD / HALOGEN

- 1 En cas de fermeture éclair
- 2 Intensité lumineuse réglable
- 3 L'ensemble comprend:
 - o 1 pièce de tête d'otoscope avec système de verrouillage à vis
 - o 3 pièces de spéculum auriculaire réutilisable (2,5 / 3,5 / 4,5 mm)
 - o 1 poignée avec système de verrouillage à vis



Code de Commande: M040411
No. de Produit: 8698864008700

OFTASET

ENSEMBLE D'OPHTHALMOSCOPE
STANDARD / HALOGEN

- 1 En caisse plastique
- 2 Autoclavable à 134°C
- 3 24 dioptries entre -25 et +40.
- 4 L'ensemble est composé de:
 - 1 tête d'ophtalmoscope avec système de verrouillage vissé
 - 1 poignée avec système de verrouillage à vis



Code de Commande: M040412
No. de Produit: 8698864008700

OTO-OFTASET

ENSEMBLE DE OTOSCOPE + OPHTHALMOSCOPE
STANDARD / HALOGEN

- 1 Dans un boîtier en plastique
- 2 Intensité lumineuse réglable
- 3 Ampoule à vide
- 4 Configuration de 24 dioptries dans une plage comprise entre -25 et +40
- 5 L'ensemble est composé de:
 - o 3 pièces de spéculum auriculaire réutilisable (2,5 / 3,5 / 4,5 mm)
 - o 1 morceau de tête d'otoscope
 - o 1 morceau de tête d'ophtalmoscope
 - o 1 poignée avec système de verrouillage à vis
 - o 1 piece of handle with screw lock system



Code de Commande: M040413
No. de Produit: 8698864008724



Index

firstMED

MONITEURS DE SURVEILLANCE.....	36 - 37
APPAREILS ECG.....	38 - 39
HOLTERS ECG.....	40
SYSTEM TENSIOMETRE AMBULATOIRE.....	40
ASPIRATEURS.....	41
RÈGULATOR D'OXYGENE.....	41
COUVEUSES POUR BÉBÉ.....	42
RÉCHAUFFERURS RADIANT.....	43
UNITÉS DE PHOTOTHÉRAPIE.....	43
DOPPLER FŒTAL.....	44
POMPE A NUTRITION & SETS DE NUTRICION.....	44
SYSTÈMES SPIROMÉTRIE.....	44

pM-6000

MONITEUR DE SURVEILLANCE - MODÈLE COMPACT

- 1 Écran LCD couleur 8.4"
- 2 2 heures de vie de la batterie
- 3 8 formes d'onde simultanées
- 4 Alarmes visuelles et sonores.
- 5 120 heures d'économie de tendance.
- 6 Paramètres standard: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP
- 7 Paramètres optionnels: 2 canaux IBP, CO2.

Code de Commande: M068101
No. de Produit: 8698864008380



pM-6800

MONITEUR DE SURVEILLANCE - MODÈLE COMPACT

- 1 Écran LCD couleur 8 couleurs
- 2 2 heures de vie de la batterie
- 3 7 formes d'onde simultanées Partager postcast
- 4 Alarmes visuelles et sonores.
- 5 120 heures d'économie de tendance.
- 6 Alarme d'apnée
- 7 Paramètres standard: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP

Code de Commande: M068102
No. de Produit: 8698864008397



pM-8000

MONITEUR DE SURVEILLANCE - MODÈLE COMPACT

- ❶ Écran LCD couleur 12.1"
- ❷ 2 heures de vie de la batterie
- ❸ 8 formes d'onde simultanées
- ❹ Alarmes visuelles et sonores.
- ❺ 120 heures d'économie de tendance.
- ❻ Alarme d'apnée
- ❼ Paramètres standard: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP
- ❽ Paramètres optionnels: 2xIBP, ETCO2

Code de Commande: M068103
No. de Produit: 8698864008373



pM-9000A

MONITEUR DE SURVEILLANCE - MODÈLE COMPACT

- ❶ Écran LCD couleur 12.1"
- ❷ 2 heures de vie de la batterie
- ❸ Visualisation simultanée de 8 formes d'onde.
- ❹ Alarmes visuelles et sonores.
- ❺ 120 heures d'économie de tendance.
- ❻ Alarme d'apnée
- ❼ Technologie Nellcor SPO2
- ❽ Paramètres standard: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP
Paramètres optionnels: 2xIBP, ETCO2

Code de Commande: M068104
No. de Produit: 8698864008366



ECG-100

APPAREIL ECG

1 CANAL / FORMAT COMPACT DE BUREAU

- 1 Design léger et compact.
- 2 Modes d'impression: automatique et manuel.
- 3 Système d'enregistrement: imprimante thermique.
- 4 Filtres AC et EMG
- 5 Batterie interne

Code de Commande:M066922

No. de Produit:8698864008915



ECG-300

APPAREIL ECG

3 CANAUX / FORMAT COMPACT DE BUREAU

- 1 Design léger et compact.
- 2 Modes d'impression: automatique, manuel et rythmique.
- 3 Système d'enregistrement: imprimante thermique.
- 4 Filtres AC, EMG et DFT
- 5 Batterie interne
- 6 Mémoire interne: 1 000 patients.
- 7 Diagramme de placement de plomb
- 8 Affichage: LCD couleur de 320x240
- 9 Fonction d'interprétation

Code de Commande:M066923

No. de Produit:8698864008939



ECG-600

APPAREIL ECG

6 CANAUX / FORMAT COMPACT DE BUREAU / ÉCRAN TACTILE

- 1 Design léger et compact.
- 2 Modes d'impression: automatique, manuel et rythmique.
- 3 Système d'enregistrement: imprimante thermique.
- 4 Filtres AC, EMG et DFT
- 5 Batterie interne
- 6 Mémoire interne: 1 000 patients.
- 7 Diagramme de placement de plomb
- 8 Affichage: écran tactile LCD couleur de 800x480.
- 9 Fonction d'interprétation

Code de Commande:M066925

No. de Produit:8698864008946



ECG-1200

APPAREIL ECG

2 CANAUX / FORMAT COMPACT DE BUREAU / ÉCRAN TACTILE

- 1 Design léger et compact.
- 2 Modes d'impression: automatique, manuel et rythmique.
- 3 Système d'enregistrement: imprimante thermique.
- 4 Filtres AC, EMG et DFT
- 5 Batterie interne
- 6 Mémoire interne: 1 000 patients.
- 7 Diagramme de placement de plomb
- 8 Affichage: écran tactile LCD couleur de 800x600.
- 9 Fonction d'interprétation

Code de Commande:M066926

No. de Produit:8698864008953



EH-12

SYSTEME HOLTER ECG
12 CANAUX

- 1 Design léger et compact.
- 2 12 canaux d'enregistrement ECG
- 3 1,2 GB de mémoire intégrée
- 4 Sélection des canaux d'analyse.
- 5 Marquage d'événement patient
- 6 ST analytique, VRC, QT, fibrillation auriculaire, THS et onde T
- 7 Rapports avancés

Code de Commande:M067121
No. de Produit:8698864008885



ABPM-50

HOLTER TENSIONNEL
ÉCRAN GRAND ET COLORÉ

- 1 Design compact et léger
- 2 Mesure oscillométrique
- 3 Logiciel PC sous Windows
- 4 Il peut être programmé pour le jour et la nuit.
- 5 Rapports avancés
- 6 Alarmes sonores et visuelles.
- 7 Optionnel: SpO2

Code de Commande:M067102
No. de Produit:8698864012608



SP-9

ASPIRATEUR

- 1 Convient aux services d'urgence, aux ambulances, aux premiers secours et aux hôpitaux.
- 2 Moteur sans huile ni entretien.
Pot en plastique de 1 litre
- 3 Pression négative maximale: 0,075 MPa
- 4 Alimentation: 220V AC ou 12V DC
- 5 Vitesse du vide: 15 l / min et 20 l / min



Code de Commande:M067308
No. de Produit:8698864013063

SP-26B / SP-26D

ASPIRATEUR

POUR L'UTILISATION

CLINIQUE / 5 LITRES

- 1 Convient pour la salle d'opération, le service d'urgence et l'utilisation clinique.
- 2 Moteur sans entretien
- 3 Bocaux en verre 2x2,5 litres
- 4 Pression négative maximale: 0,09 MPa
- 5 Alimentation: AC 220V
- 6 Taux de vide: 30 l / min

**SP-26D****SP-26B**

Code de Commande:M067302
No. de Produit:4582652365226

SP-26D

Code de Commande:M067303
No. de Produit:4582652365264

OXYFLOW-01RÉGULATEUR D'OXYGENE MÉDICAL POUR CYLINDRE D'OXYGENE
UTILISATION MÉDICALE

- 1 Plage de débit d'oxygène: 1 - 15L / min
- 2 Plage de réduction de pression: 2,0 - 3,0 kg
- 3 Plage de pression de la soupape de décharge: (3,5 kg ± 0,5 kg)

Code de Commande:M068250
No. de Produit:8698864011274



INC-100

COUVEUSE POUR BÉBÉ
CONTRÔLEUR DE MICROPROCESSEUR

- 1 Mode de contrôle: mode aérien
- 2 Réglage de l'humidité à deux niveaux
- 3 6 fenêtres d'exploitation
- 4 Plateau IV et moniteur
- 5 Connecteur RS232
- 6 Pièces optionnelles: unité de photothérapie ascendante et unité de photothérapie descendante.



Code de Commande:M068220
No. de Produit:8698864013087

INC-200

COUVEUSE POUR BÉBÉ
MODES DE CONTRÔLE DE L'AIR ET DE LA PEAU

- 1 Mode de contrôle: peau et air.
- 2 Humidité réglable en continu
- 3 Connecteur RS232
- 4 Perche IV, plateau de moniteur et 2 armoires.
- 5 Entrée d'oxygène
- 6 Pièces optionnelles: unité de photothérapie ascendante, unité de photothérapie descendante, plateau pour rayons X, réglage électronique de la hauteur, pèse-bébé, mélangeur air / oxygène, double paroi



Code de Commande:M068221
No. de Produit:8698864013094

TINC-100

COUVEUSE POUR BÉBÉ
TRANSPORT

- 1 Mode de contrôle: mode peau et air.
- 2 Hotte murale double
- 3 2 bouteilles d'oxygène
- 4 Fonctionne avec AC220V et DC12V
- 5 Système de contrôle de l'humidité
- 6 Lumière d'examen
- 7 Pièces en option: voiture de type ambulance et voiture de type II



Code de Commande:M068227
No. de Produit:8698864013155

RW-100

RÉCHAUFFEUR RADIANT
LUMIÈRE D'EXAMEN LED ET TIROIR

- 1 Trois modes: préchauffage, manuel et automatique.
- 2 L'angle d'inclinaison du lit de l'enfant est réglable
- 3 La tête de chauffage peut être ajustée horizontalement à +90 degrés
- 4 APGAR timer pour enregistrer le temps de traitement.
- 5 Connecteur RS232
- 6 Plateau 2 moniteurs, tige IV et 2 tiroirs.
- 7 Cassette à rayons X
- 8 Pièces en option: grand lit, aspirateur basse pression, réanimateur pour bébé, mélangeur air / oxygène, matelas en gel, réglage en hauteur, système d'alimentation en oxygène, température de l'air et compte à rebours



Code de Commande:M068223
No. de Produit:8698864013117

RW-100A

RÉCHAUFFEUR RADIANT
CONTRÔLEUR DE MICROPROCESSEUR

- 1 Deux modes: manuel et automatique.
- 2 Plateau de moniteurs et IV pole



Code de Commande:M068215
No. de Produit:8698864013124

PTU-50LED

Unité de Photothérapie
LED

- 1 Irradiance intensity is adjustable in 3 grade; Low, Medium, High
- 2 Displaying Therapy time and integral time separately
- 3 Equal light distribution
- 4 Silent fan
- 5 Angle adjustable head



Code de Commande:M068225
No. de Produit:8698864013131

FD-DOLLY

DOPPLER FŒTAL
PORTABLE / TENUE À LA MAIN

- 1 Grand écran LCD avec rétro-éclairage bleu
- 2 Haut-parleur intégré
- 3 2 modes FHR; temps réel et moyen
- 4 Arrêt automatique
- 5 Indicateur de batterie



Code de Commande:M067711
No. de Produit:8698864009509

FP-500

POMPE DE NUTRITION ENTÉRALE
PORTABLE / RECHARGEABLE

- 1 Opération portable, facile
- 2 Écran LCD 2,7"
- 3 Fonction d'alarme sonore et visuelle.
- 4 Système de contrôle et de sécurité avancé.
- 5 Fonction bolus
- 6 4 heures de fonctionnement avec batterie rechargeable



Code de Commande:M067001
No. de Produit:8698864007727

FPS-1200Y

SET DE NUTRITION / TYPE Y



Code de Commande:M067013
No. de Produit:8698864010345

SP-10

SPIROMÈTRE
PORTABLE

- 1 1.8" écran couleur TFT
- 2 Articles de test: FVC
- 3 Batterie interne



Code de Commande:M063910
No. de Produit:8698864009325



Index

PLASMED

LAMES CHIRURGICALES.....	46
ROBINET 3 VOIES.....	46
INSUFFLATEURS MANUELES (Ambu).....	47
AGRAFEUSE À PEAU & DÉCAPANT D'AGRAFEUSE.....	48
CAPTEUR POUR OXYMÈTRE DE POULS.....	48
MASQUES.....	48
PLAQUES NEUTRES POUR BISTOURIE ELECTRIQUE.....	49
SET DE TRANSFUSION.....	49
I.V. CANULE	50
ÉLECTRODES ECG.....	50
GANTS D'EXAMEN LATEX / GANTS DE CHIRURGIE AU LATEX	51

SBL

LAME CHIRURGICAL
JETABLE / STERILE



- 1 Acier au carbone
- 2 Tailles:
10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24
- 3 Emballage stérile individuel
- 4 Emballage: 100 unités / boîte, 5000 unités / boîte

SBL-10
Code de Commande:M035011
No. de Produit:6945630106415

SBL-20
Code de Commande:M035016
No. de Produit:6945630106460

SBL-11
Code de Commande:M035012
No. de Produit:6945630106422

SBL-21
Code de Commande:M035017
No. de Produit:6945630106477

SBL-12
Code de Commande:M035013
No. de Produit:6945630106439

SBL-22
Code de Commande:M035018
No. de Produit:6945630106484

SBL-15
Code de Commande:M035014
No. de Produit:6945630106446

SBL-23
Code de Commande:M035019
No. de Produit:6945630106491

SBL-18
Code de Commande:M035015
No. de Produit:6945630106453

SBL-24
Code de Commande:M035020
No. de Produit:6945630106507

3 WAY BLUE

ROBINET 3 VOIES
JETABLE / STÉRILE

- 1 Flèche indiquant le sens de l'écoulement
- 2 Rotation autorisée pour 360 °
- 3 Boîtier transparent
- 4 Rotation d'un connecteur Luer Lock mâle et deux femelle
- 5 Couleur bleu
- 6 Paquet individuel d'ampoules stériles
- 7 Emballage: 50 unités / boîte, 1000 unités / boîte



Code de Commande:M035520
Product No: 8698864008427

AMBUSET-D

KIT COMPLET DE RÉANIMATION
INSUFFLATEUR MANUEL DE PVC (TYPE AMBU) / À USAGE UNIQUE

- 1 Soupape de surpression
- 2 Masque gonflable avec seringue
- 3 Volume du ballon d'oxygène: adulte (1 700 ml), pédiatrique (600 ml) et nouveau-né (280 ml)
- 4 Volumes du réservoir d'oxygène: adulte (2000 ml), pédiatrique et infantile (1600 ml)
- 5 Masque en PVC de 1 pièce, 3 morceaux de voies respiratoires et 1 morceau de canule nasale à oxygène dans le kit
- 6 Emballage: 24pcs / carton



D280

Code de Commande: M034523
No. de Produit: 8698864013193

D600

Code de Commande: M034524
No. de Produit: 8698864013209

D1700

Code de Commande: M034525
No. de Produit: 8698864013216

AMBUSET-R

KIT COMPLET DE RÉANIMATION
INSUFFLATEUR MANUEL DE SILICION (TYPE AMBU) / RÉUTILISABLE

- 1 Autoclavable (134 ° C)
- 2 Soupape de surpression
- 3 Volume du ballon d'oxygène:
- 4 Adulte (1700 ml), pédiatrique (600 ml) et nourrisson (280 ml)
- 5 Volumes du réservoir d'oxygène: adulte (2000 ml), pédiatrique et infantile (1600 ml)
- 6 Tailles de masque: 0, 1, 2, 3, 4, 5
- 7 Comprend: Masque en silicone 2 pièces, air à 3 voies, canule nasale à oxygène 1 pièce et ouvre-bouche 1 pièce inclus dans le kit
- 8 Boîtier en plastique dur pour transporter tout le matériel.
- 9 Emballage: 12 pcs / carton



R280

Code de Commande: M034501
No. de Produit: 8698864013162

R600

Code de Commande: M034521
No. de Produit: 8698864013179

R1700

Code de Commande: M034522
No. de Produit: 8698864013186

AMBUMASK-D

MASQUE DE RÉANIMATION PVC
À USAGE UNIQUE

- 1 La surface entre en contact avec le patient, coussin d'air gonflable.
- 2 Matériau à haute transparence pour une observation claire lors de l'utilisation.
- 3 Tailles: adulte, pédiatrique et enfants.
- 4 Forfait individuel



NO: 0

Code de Commande: M034533
No. de Produit: 8698864013599

NO: 3

Code de Commande: M034532
No. de Produit: 8698864013292

NO: 1

Code de Commande: M034531
No. de Produit: 8698864013285

NO: 4

Code de Commande: M034508
No. de Produit:

NO: 2

Code de Commande: M034534
No. de Produit: 8698864013605

NO: 5

Code de Commande: M034509
No. de Produit:

C-WR

AGRAFEUSE À PEAU
JETABLE / STÉRILE

- 1 Il peut être stérilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO)
- 2 Paquet individuel d'ampoules stériles
- 3 Emballage: 200 pcs / carton



Code de Commande:M035031
Product No: 5060186750125

F-35W

DÉCAPANT D'AGRAFEUSE
RÉUTILISABLE / STÉRILE

- 1 Acier inoxydable
- 2 35 pièces de largeur (w) crochets
- 3 Paquet individuel d'ampoules stériles
- 4 Emballage: 5 pcs / boîte, 100 pcs / carton




Code de Commande:M035030
No. de Produit:5060186751450

DP-DIG

CAPTEUR POUR OXYMÈTRE DE POULS
DIGITAL / JETABLE

- 1 Compatible avec les principaux fabricants de systèmes d'oxymètre de pouls à 7 broches (entrée compatible NELLCOR)
- 2 Conçu pour un confort et une précision optimaux
- 3 Type de bandage
- 4 Longueur du câble 90 cm.
- 5 La plage de test SpO2: 70% ~ 100%
- 6 La plage de mesure de la fréquence des impulsions: 30 ~ 250 bpm
- 7 Tailles: adulte, pédiatrique, néonatal.
- 8 Tailles spéciales: adulte - néonatal.
- 9 Emballage: 20 pièces / boîte, 800 pièces / carton



Adulte
Code de Commande:M034609
No. de Produit:8698864008816

Enfants
Code de Commande:M034610
No. de Produit:8698864008823

CPR-F

MASQUE CPR
À USAGE UNIQUE

- 1 Conception de masque pliable
- 2 Haute transparence pour une meilleure visualisation.
- 3 100% niveau médical, PVC, matériau PVC sans DEHP
- 4 Emballage: 1 pcs / boîte, 60 pcs / carton



Code de Commande:M034530
No. de Produit:8698864008571

ESUPAD-MONA / ESUPAD-BIPA

PLAQUE NEUTRE POUR BISTOURI ÉLECTRIQUE
JETABLE



- ❶ Monopolaire ou bipolaire
- ❷ Adhésif conducteur hydrogel
- ❸ Compatible avec toutes les unités électrochirurgicales.
- ❹ Câbles réutilisables (en option)
- ❺ Tailles: adulte et pédiatrique.
- ❻ Emballage: 50 unités / boîte, 400 unités / boîte

ESUPAD-MONA

Code de Commande: M034302
Product No: 8698864001404

ESUPAD-BIPA

Code de Commande: M034304
Product No: 8698864001428

INFSET-S

SET DE TRANSFUSION SANGUINE
JETABLE / STERIL



- ❶ Pour les poches de sang
- ❷ Piercing sans ventilation
- ❸ 20 gouttes = 1 ml
- ❹ Filtre 200 µm
- ❺ Pince à rouleau
- ❻ Site d'injection
- ❼ Connecteur à glissière Luer
- ❽ Aiguille 18 g
- ❾ Longueur du tube: 150 cm
- ❿ Emballage stérile individuel
- ⓫ Emballage: 500 pcs / carton

Code de Commande: M034522
Product No: 8698864013186

PLASCATH

I.V. CANULE

- 1 Canule japonaise en acier inoxydable
- 2 Pointe à aiguille extra fine pour une canulation lisse
- 3 Cathéter FEP / PTFE à paroi mince pour une force de pénétration plus faible
- 4 Distance minimale entre le cathéter et l'aiguille pour éviter les problèmes de pelage pendant l'utilisation
- 5 Luer Lock conçu pour prévenir les fuites
- 6 Non pyrogène
- 7 No: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G Avec cathéter radio-opaque à ailes et à port d'injection pour adulte
- 8 24G, 26G Avec cathéter radio-opaque à petites ailes et sans port d'injection pour nouveau-né

No:14G Adulte
Code de Commande:M031825
No. de Produit:8698864014671

No:16G Adulte
Code de Commande:M031826
No. de Produit:8698864014688

No:17G Adulte
Code de Commande:M031827
No. de Produit:8698864014695

No:18G Adulte
Code de Commande:M031828
No. de Produit:8698864014701

No:20G Adulte
Code de Commande:M031829
No. de Produit:8698864014718

No:22G Adulte
Code de Commande:M031830
No. de Produit:8698864014725

No:24G Adulte
Code de Commande:M031831
No. de Produit:8698864014732

No:24G Néonatale
Code de Commande:M031841
No. de Produit:8698864014749

No:26G Néonatale
Code de Commande:M031841
No. de Produit:8698864014756



ÉLECTRODES ECG

Types Disponibles :

Adulte : Rond, Diamètre de 50 mm, Support mousse, Gel Solide, 50pcs / pochette

Adulte : Rond, Diamètre de 50 mm, Support non tissé, Gel Liquide, 50pcs / pochette

Enfant : 32 x 38 mm Support mousse, Gel Solide, 50pcs / pochette



ELEC-S55
Code de Commande:M035920
No. de Produit:8698864013407

ELEC-S30
Code de Commande:M035921
No. de Produit:8698864013414

ELEC-W55
Code de Commande:M035922
No. de Produit:8698864013421

GANTS D'EXAMEN LATEX

POUDRÉ / NON-POUDRÉ

- 1 Ambidextre
- 2 À Usage Unique
- 3 Types Disponibles : Poudré et Non-Poudré
- 4 Tailles : X-Petit / Petit / Moyen / Large / X-Large



Poudré / X-Petit
No. de Produit:
8698864013834

Poudré / Petit
No. de Produit:
8698864013841

Poudré / Moyen
No. de Produit:
8698864013858

Poudré / Large
No. de Produit:
8698864013865

Poudré / X-Large
No. de Produit:
8698864013872

Non-Poudré / X-Petit
No. de Produit:
8698864013889

Non-Poudré / Petit
No. de Produit:
8698864013896

Non-Poudré / Moyen
No. de Produit:
8698864013902

Non-Poudré / Large
No. de Produit:
8698864013919

Non-Poudré / X-Large
No. de Produit:
8698864013926

GANTS DE CHIRURGIE AU LATEX

POUDRÉ / NON-POUDRÉ

- 1 Latex de caoutchouc naturel
- 2 À Usage Unique
- 3 Types Disponibles : Poudré et Non-Poudré
- 4 Tailles : 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5



Poudré / No: 6
Code de Commande:M010160
No. de Produit:8698864014763

Poudré / No: 6,5
Code de Commande:M010161
No. de Produit:8698864014770

Poudré / No: 7
Code de Commande:M010162
No. de Produit:8698864014787

Poudré / No: 7,5
Code de Commande:M010163
No. de Produit:8698864014794

Poudré / No: 8
Code de Commande:M010164
No. de Produit:8698864014800

Poudré / No: 8,5
Code de Commande:M010165
No. de Produit:8698864014817

Non-Poudré / No: 6
Code de Commande:M010166
No. de Produit:8698864014824

Non-Poudré / No: 6,5
Code de Commande:M010167
No. de Produit:8698864014831

Non-Poudré / No: 7
Code de Commande:M010168
No. de Produit:8698864014848

Non-Poudré / No: 7,5
Code de Commande:M010169
No. de Produit:8698864014855

Non-Poudré / No: 8
Code de Commande:M010170
No. de Produit:8698864014862

Non-Poudré / No: 8,5
Code de Commande:M010177
No. de Produit:8698864014879



Index



TENSIOMETRES.....	53
TEMPÉRATURE.....	53
NÉBULISEUR.....	54
SOULAGEMENT DES DOULEURS.....	54
MANCHETTE À PERFUSION	54
TENSIOMÈTRE ANÉROÏDE PROFESSIONEL.....	55
STÉTHOSCOPIES	55

CLEVER

Tensiometre Automatique à Bras



- 1 Indicateur de risque d'hypertension
- 2 Détecteur de rythme cardiaque irrégulier (IHB)
- 3 Moyenne des 3 dernières lectures
- 4 2 x 120 mémoires
- 5 Mesure oscillométrique
- 6 Utilisation facile
- 7 Comprend un bracelet pour adultes et des piles AA

Code de Commande: M028734
No. de Produit: 8698864013476

SMART

Tensiometre Automatique à Bras



- 1 Indicateur de risque d'hypertension
- 2 Détecteur de rythme cardiaque irrégulier (IHB)
- 3 Moyenne des 3 dernières lectures
- 4 2 x 120 mémoires
- 5 Indicateurs de temps et de date
- 6 Utilisation confortable

Code de Commande: M028733
No. de Produit: 8698864013469

SCHNELL SCAN

Thermomètre Infrarouge sans contact



- 1 Mesure en 2 secondes
- 2 Température du temple
- 3 Température de l'objet
- 4 Rétro-éclairage
- 5 Alarme de fièvre
- 6 30 mémoires

Code de Commande: M020431
No. de Produit: 8698864013759

VITANEB PLUS

Nébuliseur à Compresseur

- 1 MMAD: < 1,6 μm (solution saline à 0,9% / testée par un impacteur en cascade)
- 2 Dv (50) < 3,9 μm (solution saline à 0,9% / testée par Malvern Spraytec)
- 3 Haut rendement
- 4 Facile à utiliser
- 5 High Performance
- 6 User Friendly



Code de Commande: M029533

No. de Produit: 8698864013315

FB2405

Stimulateur Électrique "2 en 1" TENS + EMS

- 1 8 programmes de thérapie différents
- 2 2 canaux
- 3 Indicateur de batterie faible
- 4 Intensité et durée de traitement ajustables.
- 5 Minuterie 12 étapes
- 6 Arrêt automatique



Code de Commande: M029001

No. de Produit: 4260157890213

MANCHETTE DE PERFUSION À PRESSION

- 1 Le brassard est pompé (pression ne dépassant pas 300 mmHg) pour fournir une pression positive dans le sac de fluide.
- 2 Manche lavable
- 3 Conçu pour contenir 1000 ml de sac de fluide.



F. BOSCH
MEDIZINTECHNIK
GERMANY

Code de Commande: M063722

No. de Produit: 4260157891067

KONSTANTE II

Tensiometre Anéroïde Professionnel



- 1 Echelle de diamètre: 50 mm (0-300 mmHg)
- 2 Système à double tube.
- 3 Étui souple
- 4 Crochet de manchette (manchette velcro-facultatif)
- 5 Tailles pour adultes et enfants.



F. BOSCH

MEDIZINTECHNIK
GERMANY

Adulte

Code de Commande:M020301
No. de Produit:4260157891012

Enfant

Code de Commande:M020307
No. de Produit:4260157891029

PLANOPHON

Stéthoscope
Simple Pavillon



- 1 Coffre en aluminium léger
- 2 Casque doux
- 3 Casque interchangeable
- 4 Pipeline durable «Y»
- 5 Tailles pour adultes et enfants.



F. BOSCH

MEDIZINTECHNIK
GERMANY

Adulte

Code de Commande:M020311
No. de Produit:4260157892095

Enfant

Code de Commande:M020315
No. de Produit:4260157892101

ALTO II, III, IV

Stéthoscope
Double Pavillon

- 1 Pipeline durable «Y»
- 2 Double tête poitrine
- 3 Embouts auriculaires mous
- 4 Acier inoxydable
- 5 Couleurs: adulte (noir, vert), enfant (bleu, rouge, gris), nouveau-né (vert, rouge, gris)



F. BOSCH

MEDIZINTECHNIK
GERMANY



ALTO II - Adulte (Noir)

Code de Commande:M020316
No. de Produit:4260157892019

ALTO III - Enfant (Rouge)

Code de Commande:M020321
No. de Produit:4260157892040

ALTO IV - Nouveau-Né (Vert)

Code de Commande:M020325
No. de Produit:4260157892071



Index

microlife[®]

TENSIOMETRES.....	57
SYSTÈME TENSIOMETRE AMBULATOIRE.....	58
THERMOMÈTRE IR SANS CONTACT.....	58
STÉTHOSCOPE.....	58

BP A100

Tensiometre
Automatique à Bras

- ❶ 30 mémoire de données
- ❷ Écran d'arythmie cardiaque
- ❸ Travailler avec la batterie et l'adaptateur
- ❹ Indication de batterie faible
- ❺ Arrêt automatique



Code de Commande: M020126
No. de Produit: 4719003310196

BP 3BT0-2

Tensiometre
Automatique à Bras

- ❶ 30 mémoire de données
- ❷ Capteur de capacité de pression
- ❸ Travailler avec la batterie et l'adaptateur
- ❹ Indication de batterie faible
- ❺ Arrêt automatique



Code de Commande: M028721
No. de Produit: 8698864007697

BP A200 AFIB

Tensiometre detecteur Fibrillation Atriale
Automatique à Bras

- ❶ Grand écran LCD
- ❷ 30 mémoire de données
- ❸ Détection de la fibrillation auriculaire (arythmie cardiaque spécifique)
- ❹ Technologie MAM (triple mesure automatique)
- ❺ Affichage de l'arythmie cardiaque
- ❻ Indication de batterie faible
- ❼ Arrêt automatique



Code de Commande: M020143
No. de Produit: 4719003310530

BP 3BU1-3

Tensiometre
Automatique à Poignet

- ❶ 30 mémoire de données
- ❷ Capteur de capacité de pression
- ❸ Indication de batterie faible
- ❹ Arrêt automatique



Code de Commande: M020116
No. de Produit: 4719003330330

WATCH BP 03

Système Tensiometre Ambulatoire
Écran grand

- 1 Léger et compact
- 2 Conception adaptée aux directives de mesure ESH / AHA
- 3 3 modes de mesure différents (ambulatoire, maison, occasionnel)
- 4 Mesure de la MAPA 24 heures.
- 5 Transfert de données vers un PC
- 6 Possibilité d'imprimer et de stocker le rapport.



Code de Commande: M063101
No. de Produit: 4719003310301

NC 100

Thermomètre Infrarouge
Sans-contact

- 1 Mesure du front
- 2 Mode de balayage
- 3 Multifonctionnel (mesure de la température du corps, des objets et ambiante)
- 4 Grand écran LCD éclairé
- 5 Technologie Silent Glow TM
- 6 Alarme de fièvre
- 7 30 mémoire de données
- 8 Cas de stockage



Code de Commande: M029602
No. de Produit: 8698864011410

ST-71 / ST-72

Stéthoscope
Simple Pavillon / Double Pavillon

- 1 Coffre en aluminium
- 2 Binaural réglable en laiton chromé
- 3 Tuyau en PVC durable et moulé en une seule pièce
- 4 Eartips avec cloche molle en forme de cône



ST71
Code de Commande: M020171
No. de Produit: 4719003937003

ST72
Code de Commande: M020172
No. de Produit: 4719003937010

PRODUITS DE DISTRIBUTION

Index

3A.....	60
PLUSMED.....	60
EDAN.....	61
MEDCAPTAIN.....	62 - 63
CHEST.....	63 - 64
KAI.....	65
NULIFE.....	65

HOSPYNEB

Nébuliseur Portable à Usage Hospitalier



- 1 Convient pour une utilisation à l'hôpital.
- 2 Alimentation: AC 220V
- 3 Utilisation continue
- 4 Grand récipient à médicaments (16 ml)
- 5 Boîtier en métal
- 6 3 ans de garantie



Code de Commande: M023222
No. de Produit: 8033717017001

PERFECT

Sphygmomanometre Anéroïde Professionnel

plusMED

- 1 Échelle de diamètre: 0-300 mmHg
- 2 Système à double tube.
- 3 Étui souple
- 4 Vis pour calibration
- 5 Crochet de poing
- 6 Tailles pour adultes et enfants.



Adulte
Code de Commande: M021627
No. de Produit: 5060186752969

Enfant
Code de Commande: M021628
No. de Produit: 5060186752976

PM-5001

Moniteur Foetal
Grand Écran Tactil

plusMED

- 1 Design léger et compact.
- 2 Écran tactile couleur 12"
- 3 Mesure du double FHR
- 4 Score de la fréquence cardiaque foetale programmée (Fischer-Krebs)
- 5 Types NST, NS-CST, OTC, CST
- 6 Détection automatique des mouvements foetaux.
- 7 Réglage du niveau de voix FHR sur 7 niveaux
- 8 Arrêt automatique
- 9 Indicateur de qualité du signal
- 10 Réglage du niveau d'alarme
- 11 Porte-sonde
- 12 Batterie intégrée



Code de Commande: M064701
No. de Produit: 5060186752761

H-100B

Oxymètre De Pouls - Tenue À La Main
Stockage De Données

EDAN

- 1 Écran LCD
- 2 Écran en temps réel
- 3 Convient aux adultes, aux enfants et aux nouveau-nés.
- 4 Contrôle du rétroéclairage
- 5 Arrêt automatique
- 6 Mesure SPO2 et fréquence de pouls.
- 7 Stockage de données haute capacité
- 8 Alarme sonore et visuelle
- 9 Affichage numérique et forme d'onde simultanée
- 10 Passez en revue les 10 dernières minutes du tableau de tendance SpO2 et du graphique
- 11 Jusqu'à 48 heures de travail avec batterie.



Adulte

Code de Commande:M061411
No. de Produit:6944413800595

Enfant

Code de Commande:M061412
No. de Produit:6944413800595

Néonatale

Code de Commande:M061413
No. de Produit:6944413800595

M-3A

Moniteur Des Signes Vitaux
Format Compact De Bureau / Mesure Rapide Et Précise

EDAN

- 1 Écran ACL couleur haute résolution de 3,5 pouces
 - 2 Écran SPO2 rapide et précis
 - 3 Stockage de données haute capacité
 - 4 Convient aux adultes, aux enfants et aux nouveau-nés.
 - 5 Contrôle du rétroéclairage
 - 6 Mode économie d'énergie, mode démonstration,
 - 7 alarme sonore et visuelle
 - 8 Indice de perfusion
- Temps de travail: 9 heures avec batterie.



Code de Commande:M061410
No. de Produit:6944413800786

MP-60

Pompe à perfusion modulaire

- 1 Écran tactile
- 2 Léger et petit
- 3 Conception modulaire
- 4 Plug & Play
- 5 Empilable
- 6 Porte automatique
- 7 Mécanisme anti-écoulement libre.
- 8 Bolus automatique et manuel.
- 9 KVO réglable
- 10 Mode nuit
- 11 Données du patient
- 12 Bibliothèque de médicaments
- 13 Fixation au pôle IV
- 14 Alarmes sonores et visuelles.
- 15 Batterie interne

MEDCAPTAIN



Code de Commande:M066830
No. de Produit:8698864012639

SYS-6010

Pompe à perfusion portable

- 1 Facile à utiliser
- 2 Écran tactile
- 3 Mécanisme anti-écoulement libre.
- 4 Haute sécurité et stabilité
- 5 Haute précision
- 6 Capteur de chute optionnel

MEDCAPTAIN




Code de Commande:M066831
No. de Produit:8698864012646

MP-80

Station De Perfusion

- 1 Conception modulaire
- 2 Empilable
- 3 Plug & Play
- 4 Synchroniser l'alarme avec les pompes.
- 5 Connectivité Wi-Fi au système de surveillance central.
- 6 Compatible avec la pompe à perfusion MP-60 et la pompe à seringue MP-30



MEDCAPTAIN

Code de Commande:M066834
No. de Produit:8698864012653

MP-30

Pousse Seringue Modulaire

MEDCAPTAIN

- 1 Écran tactile
- 2 Léger et petit
- 3 Conception modulaire
- 4 Plug & Play
- 5 Empilable
- 6 Bolus automatique et manuel.
- 7 KVO réglable
- 8 Mode nuit
- 9 Données du patient
- 10 Bibliothèque de médicaments
- 11 Fixation au pôle IV
- 12 Alarmes sonores et visuelles.
- 13 Batterie interne



Code de Commande:M066832
Product No:8698864012615

SYS-3011

SYRINGE PUMP / Pousse Seringue
PORTABLE / Portable

MEDCAPTAIN

- 1 Convivial, facile à utiliser
- 2 Haute sécurité et stabilité
- 3 Haute précision
- 4 Technologie spéciale du moteur




Code de Commande:M066833
No. de Produit:8698864012622

PC-10

SPIROMETRY SYSTEM / Spiromètre
PC CONNECTION / Connexion PC

CHEST

- 1 Analyse de tendance des résultats de spirométrie du patient
- 2 Test BD (bronchodilatateur) et test de provocation (bronchoconstricteur)
- 3 Interprétation automatique de la MPOC
- 4 Articles de test: VC, FVC, MVV et MV
- 5 Compact pour la mobilité
- 6 Alimentation requise: port USB de l'ordinateur
- 7 Poids: 250gr
- 8 Ordinateur portable (optionnel)



Code de Commande:M063904
No. de Produit:8698864013377

HI-101

Système de Spirométrie
Dessus De La Table

- 1 Pour les tests d'asthme, de MPOC et d'autres patients présentant une insuffisance respiratoire.
- 2 Compact pour la mobilité
- 3 Grand écran LCD
- 4 Articles de test: SVC, FVC, MWV, BD
- 5 Précision prouvée de l'ATS
- 6 Stockage des données: env. 100 tests
- 7 Interface informatique: RS-232C
- 8 Idéal pour les cliniques.
- 9 Il suffit d'appuyer sur les boutons et le test est terminé en 3 minutes.
- 10 Batterie au plomb rechargeable
- 11 Imprimante thermique
- 12 Logiciel de gestion de données pour Windows
- 13 Éléments optionnels: seringue d'étalonnage (3 l ou 1 l), filtre à air



Code de Commande: M063901
No. de Produit: 8698864013353

HI-105

Système de Spirométrie
Dessus De La Table / Écran coloré

- 1 Spirométrie automatique de la MPOC et évaluation de l'âge pulmonaire
- 2 Test bronchodilatateur et test de provocation bronchique
- 3 Entièrement rencontré les recommandations de ATS / ERS.
- 4 Diagnostic et classification de la MPOC selon les critères d'Or
- 5 Convient pour les patients adultes et pédiatriques.
- 6 TFT LCD grande et haute résolution et couleur.
- 7 Capacité mémoire: plus de 300 données.
- 8 Batterie interne: batterie au plomb rechargeable.
- 9 Logiciel de gestion de données pour Windows
- 10 Ligne imprimante thermique
- 11 Accessoires en option: scie d'étalonnage (3L / 1L), spiro fitler (100 pcs / boîte), buse en plastique (réutilisable-100 pcs / boîte), souris (PS / 2), buse (en métal), marqueur (plastique-10) pcs / paquet), tête de capteur de débit (10 unités / boîte)



Code de Commande: M063902
No. de Produit: 8698864013346

Punch à Biopsie

Stérile



- ① Jetable
- ② Dimensions: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- ③ Emballage: 20 pcs / boîte, 50 boîtes / carto



2 mm
Code de Commande: M032307
No. de Produit: 4560146922605

3 mm
Code de Commande: M032301
No. de Produit: 4560146922599

4 mm
Code de Commande: M032302
No. de Produit: 4560146922582

5 mm
Code de Commande: M032303
No. de Produit: 4560146922612

6 mm
Code de Commande: M032304
No. de Produit: 4560146922575

Etuis Pénis

Jetable / Sterile



- ① Latex doux et pur.
- ② Compatibilité avec tous les sacs d'urine standard.
- ③ Avec des rubans adhésifs souples
- ④ Taille: moyenne (25 mm), grande (30 mm) et XL (35 mm)



CATHETER-L
Code de Commande: M030702
No. de Produit: 8908000123670

CATHETER-M
Code de Commande: M030701
No. de Produit: 8908000123663

CATHETER-XL
Code de Commande: M030703
No. de Produit: 8908000123687

TRİMPEKS

new health dimensions

www.trimpeks.com

TRİMPEKS | Sultan Selim Mah. | Yunus Emre Cad. No:1/1 Kağıthane | 34415 İSTANBUL | Türkiye
T (+90 212) 319 50 00 | F (+90 212) 319 50 50 | export@trimpeks.com